

เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพามีแบตเตอรี่ในตัว Konsung รุ่น 9E-B



1. ความต้องการ : เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพามีแบตเตอรี่ในตัว โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับดูดเสมหะ, เลือด ในระบบทางเดินหายใจแบบพกพา ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีแบตเตอรี่ภายในตัวและมีสายชาร์จไฟในรถ ทำให้สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานสะดวกเมื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ห้องดูแลผู้ป่วย และที่บ้าน รวมถึงใช้ในการปฐมพยาบาลและใช้งานนอกสถานที่

3. คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1 ขนาด 350 x 260 x 285 มิลลิเมตร, น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม
- 3.2 มีขีดบรรจุของเหลว ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
- 3.3 มีแบตเตอรี่ในตัวและชาร์จไฟในรถได้
- 3.4 ใช้ไฟกระแสสลับ AC 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
- 3.5 ข้อต่อที่ตัวเครื่องสำหรับเสียบสายทำจากโลหะ และมีสวิตช์ป้องกันน้ำ
- 3.6 แบตเตอรี่แบบลิเทียมทำงานต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 30 นาที
- 3.7 นำเข้ามาจากประเทศจีน

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 บั๊มสูญญากาศทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
- 4.2 มีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลวเข้าสู่ตัวบั๊ม
- 4.3 ใช้ไฟได้ 3 ระบบ คือ ไฟบ้าน, แบตเตอรี่ และไฟในรถยนต์
- 4.4 แรงดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 562 มิลลิเมตรปรอท
- 4.5 อัตราการดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 18 ลิตร/นาที

- 4.6 สามารถปรับแรงดูดในขณะที่ใช้งานได้ โดยปรับได้ตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรปรอท จนถึงแรงดูดสูงสุด
- 4.7 เสียงดังไม่เกิน 65 เดซิเบลเอ
- 4.8 กำลังไฟเข้า 90 โวลต์แอมป์

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1	คู่มือการใช้งาน	1	ชุด
5.2	กระบอกใส่ของเหลว	1	ชุด
5.3	ท่อต่อซิลิโคน (ความยาว 2 เมตร)	1	ชิ้น
5.4	แผ่นกรองแบคทีเรีย	1	ชิ้น
5.5	ฟิวส์สำรอง (F2AH, AC 250V)	1	ชุด
5.6	สายดูดเสมหะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างละ	1	ชุด
5.7	สายไฟ	1	ชุด
5.8	สายชาร์จไฟในรถ	1	เส้น

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- ✓ รับประกันคุณภาพจากการใช้งาน 1 ปี

หมายเหตุ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

SIAM MEDICAL IMPORT