

เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา Yewell รุ่น 7E-A



1. ความต้องการ : เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับดูดเสมหะ, เลือด ในระบบทางเดินหายใจแบบพกพาเหมาะสำหรับการใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ห้องดูแลผู้ป่วย และที่บ้าน รวมถึงใช้ในการปฐมพยาบาลและใช้งานนอกสถานที่ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานสะดวก
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
 - 3.2 ขนาด 280 x 196 x 285 มิลลิเมตร, น้ำหนัก 4.4 กิโลกรัม
 - 3.3 มีขบวนการของเหลว ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
 - 3.4 ใช้ไฟกระแสสลับ AC 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์, 1.5 แอมป์
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 บั๊มสุญญากาศทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนของเบคทีเรีย
 - 4.2 มีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลวเข้าสู่ตัวบั๊ม
 - 4.3 แรงดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 562 มิลลิเมตรปรอท
 - 4.4 สามารถปรับแรงดูดในขณะที่ใช้งานได้ โดยปรับได้ตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรปรอท จนถึงแรงดูดสูงสุด
 - 4.5 อัตราการดูดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 15 ลิตร/นาที
 - 4.6 เสียงดังไม่เกิน 65 เดซิเบลเอ
 - 4.7 กำลังไฟเข้า 90 โวลต์แอมป์

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1	คู่มือการใช้งาน	1 ชุด
5.2	กระบอกใส่ของเหลวพร้อมชุดกันล้น ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร	1 ชุด
5.3	สายดูดเสมหะสำหรับเด็ก เบอร์ 8 และผู้ใหญ่ เบอร์ 12 อย่างละ	1 เส้น
5.4	Suction Conductor ความยาว 2 เมตร	1 ชิ้น
5.5	ฟิวเตอร์กรองเชื้อโรค	2 ชิ้น
5.6	Fuse Tube	1 ชุด
5.7	Fingertip	1 ชิ้น

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- ✓ รับประกันคุณภาพจากการใช้งาน 1 ปี

หมายเหตุ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

SIAM MEDICAL IMPORT