

## เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา Yewell รุ่น 7E-D



1. ความต้องการ : เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับดูดเสมหะ, เลือด ในระบบทางเดินหายใจแบบพกพา เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องฉุกเฉิน, ห้องผ่าตัด, ห้องดูแลผู้ป่วย และที่บ้าน รวมถึงใช้ในการปฐมพยาบาลและใช้งานนอกสถานที่ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายง่ายใช้งานสะดวก

### 3. คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1 ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
- 3.2 ขนาด 280 x 196 x 285 มิลลิเมตร, น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม
- 3.3 มีขบวนการของเหลว ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
- 3.4 ใช้ไฟกระแสสลับ AC 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์, 1.5 แอมป์
- 3.5 แบตเตอรี่แบบลิเทียมทำงานต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ 30 นาที

### 4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 ป้อนสัญญาณการทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
- 4.2 มีอุปกรณ์ป้องกันการล้นของของเหลวเข้าสู่ตัวปั๊ม
- 4.3 ใช้ไฟได้ 3 ระบบ คือ ไฟบ้าน, แบตเตอรี่ และไฟในรถยนต์
- 4.4 แรงดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 562 มิลลิเมตรปรอท
- 4.5 สามารถปรับแรงดูดในขณะที่ใช้งานได้ โดยปรับได้ตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรปรอท จนถึงแรงดูดสูงสุด
- 4.6 อัตราการดูดสูงสุด ไม่ต่ำกว่า 15 ลิตร/นาที
- 4.7 เสียงดังไม่เกิน 65 เดซิเบลเอ
- 4.8 กำลังไฟเข้า 44 โวลต์แอมป์

## 5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1	คู่มือการใช้งาน	1	ชุด
5.2	กระบอกใส่ของเหลวพร้อมชุดกันล้น ขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร	1	ชุด
5.3	สายดูดเสมหะสำหรับเด็ก เบอร์ 8 และผู้ใหญ่ เบอร์ 12 อย่างละ	1	เส้น
5.4	Suction Conductor ความยาว 2 เมตร	1	ชิ้น
5.5	ฟิลเตอร์กรองเชื้อโรค	2	ชิ้น
5.6	Fuse Tube, Fingertip (อย่างละ)	1	ชิ้น
5.7	สายไฟ	1	ชุด
5.8	สายต่อไฟในรถยนต์	1	ชุด

## 6. เงื่อนไขเฉพาะ

- ✓ รับประกันคุณภาพจากการใช้งาน 1 ปี

หมายเหตุ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

# SIAM MEDICAL IMPORT