

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า Yuwell รุ่น 7A-23D



1. ความต้องการ : เครื่องดูดเสมหะ โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องดูดเสมหะประสิทธิภาพสูง เหมาะกับการใช้งาน โรงพยาบาล, คลินิก, เนอร์สซิ่งโฮม หรือที่บ้าน
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ขนาด 360 x 320 x 430 มิลลิเมตร
 - 3.2 น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม
 - 3.3 มีสวิตช์มือและสวิตช์เท้า
 - 3.4 ใช้ไฟกระแสสลับ AC 220 +/-20 โวลต์, กำลังไฟเข้าไม่เกิน 120 โวลต์แอมป์
 - 3.5 นำเข้ามาจากประเทศจีน

4. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.1 ปัมป์สูญญากาศทำงานด้วยระบบลูกสูบ ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น และมีระบบป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรีย
- 4.2 ทำงานต่อเนื่องได้สูงสุด 30 นาที, duty cycle 50 เปอร์เซ็นต์
- 4.3 สูญญากาศสูงสุดไม่ต่ำกว่า 680 มิลลิเมตรปรอท
- 4.4 อัตราการดูดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร/นาที
- 4.5 สามารถปรับแรงดูดในขณะที่ใช้งานได้ โดยปรับได้ตั้งแต่ 150 มิลลิเมตรปรอท จนถึงแรงดูดสูงสุด
- 4.6 เสียงดังไม่เกิน 60 เดซิเบลเอ
- 4.7 กำลังไฟเข้า 90 โวลต์แอมป์

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

5.1 ขวดแก้ว ขนาด 2,500 มิลลิลิตร	2 ใบ
5.2 Abdomen suction tube	1 ชิ้น
5.3 Suction soft tube	1 ชิ้น
5.4 Fuse tube	2 ชิ้น
5.5 สายไฟ	1 ชิ้น
5.6 สวิตซ์เท้า	1 ชิ้น
5.7 แผ่นกรองอากาศ	1 ชิ้น
5.8 คู่มือการใช้งาน	1 ฉบับ

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- ✓ รับประกันคุณภาพจากการใช้งาน 1 ปี

หมายเหตุ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

SIAM MEDICAL IMPORT