

เครื่องวัดความดันโลหิตหน้าจอดีจิตอล ระบบ manual  
Blood Pressure Monitor

**InBody BPBio 220**

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่: ขพ.853/2564



Ins. 062-424-9614

Line : @siammedical

www.dermildshop.com

รับประกันสินค้า **1** ปี

## เครื่องวัดความดันโลหิตหน้าจอดีจิตอล ระบบ MANUAL INBODY BPBIO220

### คุณสมบัติ

1. หน้าจอ LCD ปรับความสว่าง Back-Light ตามสภาพแวดล้อม และปิดแบบอัตโนมัติ
2. เป็นเครื่องวัดความดันแบบปลอดภัยจากสารปรอท แสดงค่าความดันเป็นภาพแถบสูงที่มองเห็นชัดเจน
3. วัดความดันแบบ Manual Auscultation ร่วมกับหูฟังแพทย์ Sethoscope
4. สามารถใช้ได้ตั้งแต่รอบแขน 22 - 32 เซนติเมตร
5. สามารถ Mark ค่าความดันระหว่างการวัดได้ 5 ครั้ง
6. เครื่องจะปิดอัตโนมัติ เมื่อหยุดใช้งานเกิน 2 นาที
7. บอกระดับพลังงานแบตเตอรี่ด้วยภาพ
8. มีระบบความปลอดภัย เมื่อความดันเกิน 320 mmHg เครื่องจะหยุดทำงาน และระบายลมออกอัตโนมัติ
9. ช่วงการทำงาน ความดัน (Value) : 0 - 320 mmHg , (Bar) : 20 - 300 mmHg ชีพจร : 30 - 240 bpm
10. ความแม่นยำในการวัด ความดัน (Value) :  $\pm 3$  mmHg , (Bar) :  $\pm 4$  mmHg , ชีพจร : Within  $\pm 5\%$
11. ค่าความละเอียดในการวัด ความดัน (Value) 1mmHg , ความดัน (Bar) 2mmHg

### รายละเอียด

1. ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส) 9.8 x 32 x 7.3 เซนติเมตร
2. น้ำหนัก ประมาณ 1,050 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
3. ไฟฟ้าที่ใช้ (AC Adapter) AC 100-240V , 50/60Hz, 0.5A
4. กำลังไฟฟ้าที่ใช้ DC 6V, 2A  
(ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อนหรือ AC Adapter)

### อุปกรณ์ภายในกล่อง

- |                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| 1. เครื่องวัดความดัน Bio220  | 1 | เครื่อง |
| 2. ผ้าพันแขนขนาด 22 - 32 ซม. | 1 | ชิ้น    |
| 3. ถ่านอัลคาไลน์             | 4 | ก้อน    |
| 4. คู่มือภาษาอังกฤษ          | 1 | ฉบับ    |