

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัล แบบล้อเลื่อน INBODY BPBIO250

คุณสมบัติ

1. สามารถเลือกโหมดการวัดได้ 5 แบบ ได้แก่
 - 1.1 โหมด Normal เป็นการวัดความดันแบบอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว
 - 1.2 โหมด Auscult เป็นการวัดค่าความดันโดยใช้สเปซฟังเสียงและกด Mark ค่าความดันได้
 - 1.3 โหมด Cycle เป็นการวัดความดันทั้งหมด 3 ครั้ง โดยเครื่องจะเฉลี่ยค่าที่วัด แสดงผลเป็นค่าสุดท้าย และสามารถกำหนดการวัดได้ 1-6 ครั้ง และเว้นระยะการวัดได้ 30, 60, 90, 120 วินาทีได้
 - 1.4 โหมด Cycle - Range เป็นการกำหนดการวัดได้ 1-6 ครั้ง และเว้นระยะการวัดได้ 30, 60, 90, 120 วินาที หากค่าที่วัดได้มีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ได้เซ็ทตั้งไว้ เครื่องจะ Alarm ค่าที่ได้เซ็ทตั้งไว้จะแสดงการเตือนโดยการกระพริบที่ค่านั้นๆ
 - 1.5 โหมด Cycle - Hide เป็นการกำหนดการวัดได้ 1-6 ครั้ง และเว้นระยะการวัดได้ 30, 60, 90, 120 วินาที โดยค่าจะไม่แสดงที่หน้าจอ แต่สามารถเรียกดูใน Memory ได้
2. หน้าจอ LCD ปรับความสว่าง Back-Light ตามสภาพแวดล้อม และปิดแบบอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ได้ตั้งแต่รอบแขน 22 - 32 เซนติเมตร
4. สามารถบันทึกค่าการวัดได้ 99 ครั้ง
5. สามารถเลือกตั้งระดับความดันที่วัดได้ 4 ระดับ (Auto , 220 , 250 , 280 mmHg)
6. มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อพันผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง, เมื่อการเต้นของหัวใจผิดปกติ, เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน
7. มี Bluetooth สามารถเชื่อมต่อกับ App InBody ได้
8. มีระบบความปลอดภัย เมื่อความดันเกิน 300 mmHg เครื่องจะหยุดทำงานและระบายลมออกอัตโนมัติ
9. ช่วงการทำงาน ความดัน (Value) : 0 - 300 mmHg , ชีพจร : 30 - 240 bpm
10. ช่วงความดันที่วัด Systolic 60 - 250 mmHg , Diastolic 40 -200 mmHg
11. ความแม่นยำในการวัด ความดัน ± 3 mmHg , ชีพจร $\pm 3\%$
12. ค่าความละเอียดในการวัด ความดัน 1mmHg

รายละเอียด

1. ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส) 122 x 150 x 195 เซนติเมตร
2. น้ำหนักเครื่องประมาณ 1.5 กิโลกรัม รวมอุปกรณ์ในกล่อง
3. ใช้ Adapter แปลงไฟขนาด DC 6V,2A
4. ใช้ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
5. ตัวเครื่องมีที่จับสะดวกในการพกพา
6. ขาตั้งล้อเลื่อนแข็งแรงมีตัวยึด ออกแบบให้มีในตะกร้าเพื่อใช้เก็บ Cuff
7. ขาตั้งสามารถปรับความสูงได้ จาก 100 - 170 ซม.

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. เครื่องวัดความดันโลหิต | 1 เครื่อง |
| 2. ผ้าพันแขน ขนาด 22 - 32 เซนติเมตร | 1 ชิ้น |
| 3. Adapter | 1 ชิ้น |
| 4. แบตเตอรี่ | 1 ชิ้น |

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัล แบบล้อเลื่อน
Blood Pressure Monitor
InBody BPBio 250

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ : นว.853/2564



Ins.062-424-9614

Line : @siammedical
www.dermildshop.com

รับประกันสินค้า **1** ปี